

## Come indossare correttamente i dispositivi FFP2 - FFP3



Lavare accuratamente le mani.



Appoggiare sul palmo della mano la mascherina e far passare i laccetti sul dorso della mano (tenere il nasello rivolto verso l'alto)



Portare la mascherina sul volto, la base sul mento e il nasello sopra il naso, in modo da coprirlo.



Tenendo la mascherina sul volto, tirare l'elastico superiore e farlo passare dietro la testa sopra le orecchie.



Tenendo la mascherina sul volto, tirare l'elastico inferiore e farlo passare dietro la testa sotto le orecchie nella parte superiore del collo.



Con entrambe le mani, aggiustare il nasello affinché aderisca perfettamente al naso.



Provare ad inspirare e verificare che la mascherina aderisca perfettamente (l'aria dovrebbe entrare solo attraverso il filtro).



Eventualmente con uno specchio, verificare che la mascherina aderisca perfettamente su tutto il volto.

## COME INDOSSARE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA CHIRURGICA



**Assicurati di avere le mani pulite, o meglio ancora di indossare guanti puliti**



**1 Orienta la mascherina nella maniera corretta**



**2 Sistema la parte sul naso, stringendo la parte flessibile (se presente)**



**3 Sistema gli anelli, prima su un orecchio e poi sull'altro**



**4 Sistema bene la mascherina sul viso e sotto il mento**